

HK Feat In Technology

香港飛英科技

**Hair Transplant
Instruments**

Product Catalogue

Hong Kong Feat In Technology

香港飛英科技

HK Feat In Tech. is dedicated to offering a broad range of surgical instruments, including ENT, hair implant, ophthalmic and plastic surgery instruments. For 20 years, our products help surgeons from all around the world to deliver their best performance.

In this catalogue, you can find our product line for FUE and FUT hair transplants. We provide the latest design of hair transplant instruments, maintaining high quality of every single product to satisfy the needs of surgeons.

Our customer service team promises prompt response to enquiry, on time delivery of products and repair service on instruments. We are happy to discuss about the creation of tailor-made instruments to suit your specific needs.

Contact Us

Office address: Room 1712A, 17/F, Witty Commercial Building, 1A Tung Choi Street, Kowloon, Hong Kong

Tel  +852 5346 9889/ +852 9220 5192

Website: www.852featin.com

Email: hkfeatin@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/hongkongfeatintech



Contents

FUE Micro-Motors.....	Page 1
FUE Punches.....	Page 3
Handpieces & Adapters.....	Page 5
Implanters.....	Page 7
Forceps.....	Page 8
Sapphire Knives.....	Page 11
Others.....	Page 12



FUE Micro-Motors

Hair transplant procedures can be repetitive and time-consuming. To increase the efficiency of surgeons, we provide motorized FUE punches for extracting grafts. A micro-motor with different speed modules is the best device to reduce the workload of graft harvesting.

FUE Micro-Motor

FN300

Voltage: 110 -240V

Speed: up to 30,000RPM

DC: 3-12V

With handpiece



FUE Micro-Motor

FN355

Voltage: 110-240V

Speed: RPM

With handpiece and foot switch



FUE Micro-Motor

FN455A

Voltage: 100 -240V

Speed: up to 50,000RPM

With handpiece and foot switch



FUE Micro-Motor

Light FUE Micro-Motor FN450

Voltage: 100-240V
Speed: up to 30,000RPM
With handpiece



Ultralight FUE Micro-Motor FN600

Voltage: 100-240V
Speed: up to 40,000RPM
With handpiece



Ultralight FUE Motor FN650

Voltage: 110-240V
Speed: up to 30,000RPM
With handpiece



Wireless FUE Micro-Motor

FN400 (double battery)
FN400S (single battery)



Compatible with punch diameter: 0.75 – 0.9mm

FUE Punches

FUE punches are used with micro-motors to increase the efficiency of graft harvesting. All of them are designed with clearance holes to eliminate clogging. Razor sharp cutting edge can reduce follicle loss.

FS Punch

FN07-3: tip diameter 0.7mm, tip length 3mm

FN07-4: tip diameter 0.7, tip length 4mm

FN08-3: tip diameter 0.8mm, tip length 3mm

FN08-4: tip diameter 0.8mm, tip length 4mm



2.35" FUE Punch

FN09


Inside diameter

FN09-8: 0.8mm, tip length 5mm

FN09-85: 0.85 mm, tip length 5mm

FN09-9: 0.9 mm, tip length 5mm

FN09-1: 1.0 mm, tip length 5mm



2.35" FUE Punch

FN10


outside diameter

FN10-8: 0.8 mm, tip length 5mm

FN10-85: 0.85 mm, tip length 5mm

FN10-9: 0.9 mm, tip length 5mm

FN10-1: 1.0 mm, tip length 5mm



FUE Punches

Manual FUE punches are designed with specific tip shapes to tackle different skin types. They can be used directly or equipped with adapters for motorized FUE micro-motors.

FUE Punch

20010-20015

Tip diameter:

- 0.75mm -1.0mm
- 0.8mm -1.1mm
- 0.85mm -1.25mm
- 0.9mm



FUE Speaker Punch

20016-20018

20016: Tip diameter 0.7mm

20017: Tip diameter 0.8mm

20018: Tip diameter 0.9mm



O-Speaker Punch

OP850: Tip diameter 0.85 mm

OP850: Tip diameter 0.9mm



Long Hair Punch

LHP001-8: Tip diameter 0.8 mm

LHP001-8: Tip diameter 0.9 mm

LHP001-8: Tip diameter 1.0 mm



Crocodile Punch

CP002-8: Tip diameter 0.8mm

CP002-85: Tip diameter 0.85mm



Handpieces and Adapters

Fue Handpiece

FN450H



Compatible with FS Punch and 2.35" FUE punch

Fue Handpiece

FN460H



Compatible with FS Punch and 2.35" FUE punch

Micro FUE Adapter

1232-S (0.4-0.8mm) black

1232-L (0.85 -1.1mm) golden



Equip with manual punch for operation in FUE micro-motor

Versi Handle

1231-S (0.4-0.8mm)

1231-M (0.85 -1.1mm)

1231-L (1.1-1.3mm)



Equip with manual punch for operation in FUE micro-motor

Fue Motor Adapter

20030A: Tip diameter 0.9 – 1.0mm

20030B: Tip diameter 1.1 – 1.2mm



Equip with manual punch for operation in FUE micro-motor

Implanters



Pen-like implanter with a stainless-steel sharp tip for loading and implanting grafts

Key features of our implanters

- Combine implantation stage and incision stage into one
- Improved control of angle and depth
- Can achieve higher implantation density
- No damage to existing hair
- Higher graft survival rate
- Reduce follicular trauma
- Faster Healing
- Comfortable handgrip



Different tip diameters are available

	<u>Tip diameter</u>
P60038	1.2mm
P60037	1.0mm
P60039	0.9mm
P60036	0.8mm
P60040	0.6mm



Forceps

Angled Forceps (110mm)

8001340-6: angled shafts 6mm, titanium



8001340-8: angled shafts 8mm, titanium



Foerster forceps (90mm)

8001389: curved forceps, titanium



8001389A: big curved forceps, titanium



Angled Forceps (110mm)

8001388-6: angled shafts 6mm, titanium



8001388-8: angled shafts 8mm, titanium



Straight Forceps (110mm)

8001341: straight, titanium



Curved Jeweler Forceps (125mm)

8001231: smooth tip, titanium



8001231A: serrated tip, titanium



Straight Serrated Forceps (110mm)

0101543T : serrated tip, titanium



Jeweler Hair Forceps (120mm)

FN1343-8: angled shafts 8mm, stainless steel

FN1343-6: angled shafts 6mm, stainless steel



Straight Jeweler Forceps (120mm)

TS-14: Straight, stainless steel



Dressing Forceps (100mm)

FN1386: straight serrated tip, stainless steel



Curved Dressing Forceps (105mm)

FN1387: curved, serrated tip, stainless steel





Sapphire Knives

Ultra-thin cutting-edge sapphire knives make incisions precise and easy. With our sapphire knives, smaller slits can be made for implantation of grafts.



Different widths and degrees of sapphire knife head are available

C-50 Piercing blade		
		
Degrees: 45°, 60°		
Width: 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm		
Length: 5mm		
Thickness: 0.25mm		

Knife handle



Knife handle is used to install sapphire knife head

Adjustable length: from 110mm to 130mm

Weight: 20g

Titanium

Others

Blade Breaker

8006005: Titanium



Dilator (100mm)

56022: Stainless steel



56022T: Titanium

Stainless Steel Plate

FN152

Cooler device for hair graft



Cooler device

FN151

Temperature: -15 to 8 degrees Celsius



Hair Line Ruler

DZ 1010

Reusable hair line design tool

Stainless steel



Digital Microscope

M301

Screen size: 4.3"

Magnification: 1000X

Light source: 8*LED

Supported systems:

-Windows Vista/XP/7/8/10/11

-Mac OS X 11.0 or higher

Image format: JPG

Video format: AVI



Surgical Binocular Loupes with Magnifying Glass

M601

-3.5X magnification

-adjustable angle of magnifying optic glass

-working distance: 320mm



Surgical Binocular Loupes with Magnifying Glass

M602

-2.5X magnification


-LED head light

-adjustable angle of magnifying optic glass


-working distance: 320mm



Advanced FUE hair transplant set



1	FUE micro-motor	FN455A	6	Straight forceps	8001341
2	FS punch/2.35" FUE punch	FN08-4/FN09-8	7	Curved jeweler forceps	8001231A
3	Implanter	P60036	8	Cooler device	FN151
4	Angled forceps	8001340-6	9	Surgical binocular loupes	M601
5	Forester forceps	8001389			



Hong Kong Feat In Technology Company

香港飛英科技公司

Office address: Room 1712A, 17/F, Witty Commercial Building, 1A Tung Choi Street,
Kowloon, Hong Kong

Phone number: +852 5346 9889/ +852 9220 5192 / +852 9438 9321

Email: hkfeatin@gmail.com

Website: www.852featin.com

Facebook: www.facebook.com/hongkongfeatintech

**Your Trusted Partner for
Surgical Instruments**